


Bitvae



CONTACTS

After-sale Guarantee

Any questions, please contact us. We will provide a solution within 24 hours.

✉ support@bitvae.com

☎ +1 972 679 9068

🌐 <https://bitvae.com>

Clevo Innovation INC

ADD: 2060 N COLLINS BLVD STE 110 RICHARDSON TX 75080

MADE IN CHINA

UK REP

APEX CE SPECIALISTS LIMITED

89 Princess Street, Manchester, M1 4HT, UK

EC REP

APEX ES SPECIALISTS, S.L.

Calle Puerto de la Morcuera, 13, PL. 1 OF. 18-8 28919

Leganés Madrid



FR

Cet appareil,
ses accessoires,
piles et cordons
se recyclent

A DÉPOSER

EN MAGASIN



OU

A DÉPOSER

EN DÉCHÈTÈRIE



FR

ÉLÉMENTS
D'EMBALLAGE
+ DOCUMENTATION



Points de collecte sur www.quefairemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Daily R2 Rotary

Электрическая зубная щетка
Руководство пользователя
Electric Toothbrush
Instruction Manual

Model: R2

Daily R2 Rotary Electric Toothbrush

Daily R2 Rotierende Elektrische Zahnbürste

Cepillo de dientes eléctrico rotativo Daily R2


Brosse à Dents Électrique Rotative Quotidienne R2

Quotidiano R2 Rotante Spazzolino Elettrico

Роторная электрическая зубная щетка Daily R2

Instruction Manual(EN).....	1
Bedienungsanleitung(DE).....	8
Manual de Instrucciones(ES).....	15
Manuel Utilisateur(FR).....	22
Manuale di istruzioni(IT).....	29
Русский (RU).....	36

1. Product Design Descriptions



2. Specifications

Product Name	Daily R2 Rotary Electric Toothbrush
Model	R2
Rated Power	2W
Mode	5 Modes (Clean, Sensitive, White, Gum Care, Tongue)
Waterproof Rating	IPX7
Type of Charging	USB

Input Voltage	5V → 1A
Product Measurement	37*29.6*247.5mm
Net Weight	146g
Storage Conditions	Room temperature, dry, ventilated

3. Features

5 modes

Clean: Standard cleaning mode that can effectively remove plaque. Suitable for users in normal oral conditions to maintain healthy oral hygiene.

Sensitive: Sensitive care mode protects the user's gums. Gently and thoroughly cleanses the sensitive areas of the mouth.

White: Whitening and polishing mode that can effectively remove tooth stains and make users' teeth smooth and white.

Gum Care: On the premise of optimal cleaning result, the gum care mode massages the gums through the rotation of the frequency conversion toothbrush. This helps stimulate blood circulation which has a positive impact on the gums.

Tongue: Effectively removes bacteria on the tongue coating and improves the overall oral health of the mouth.

Smart pressure indicator

When too much pressure is applied to the teeth, the pressure indicator will activate. It will light up to remind you to reduce pressure on your teeth and prevent damage to your gums.

Vibration gradually increases

To prevent toothpaste splashing, the rotation frequency gradually increases when each mode is activated.

Mode memory function

The default startup mode remains the same as the mode that was set at the time the toothbrush was last powered off.

Smart brushing timer

'Clean', 'Sensitive', 'White' and 'Gum Care' modes have a 2-minute smart timer with 30-second pauses to remind you to change brushing area. The 'Tongue' cleaning mode works for 20 seconds ensuring that you have sufficient time to clean your tongue and remove the white coating from your tongue.

A low-power reminding function

When the battery is running low and you turn on the toothbrush, the charging indicator light will turn red or the toothbrush will not turn on normally as an indicator that the battery is running low and a reminder to charge the toothbrush.

Over-voltage protection

When the input voltage is too high, the toothbrush will enter a self-protection state and the charging process will stop automatically.

Work time

The toothbrush's runtime per charge is typically more than 30 days when fully charged (in "Sensitive" mode for 2 minutes at a time, twice a day).

Charging time

USB charging, the toothbrush will be fully charged in 3 hours.

Charging indicator

During the charging process, the charging indicator light will flash. When the toothbrush is fully charged, the charging indicator will flash in white and then turn off.

Waterproof

Waterproof design, IPX7 waterproof level.

4. Brushing Guidelines

Charging Instructions


Indicators	Descriptions
The indicator flashes red.	The battery is running low, please charge the toothbrush.
The indicator flashes slowly.	The toothbrush is in the process of charging.
The indicator flashes white and then turns off.	The battery level of the toothbrush is sufficient.

Note: Output cannot exceed 5.5V, otherwise the device will burn out, resulting in a permanent end to its operational life.

Installation or Removal of Brush Heads


Tips: When using the toothbrush, please choose a matching brush head and replace it with a new brush head every 3 months for an optimal oral care experience.

Install the brush head: Align the bottom of the brush head with the shaft, push it in slightly until the brush head is locked in the handle.
Detach the brush head: Hold the toothbrush handle and pull out the brush head along the shaft.




1. Damp the bristles and apply 1 cm of toothpaste to the bristles.


Tips: To prevent toothpaste from falling and splashing, please put the brush head with toothpaste in your mouth before turning on the toothbrush.




2. Position the bristles towards the outer side of a tooth at a 45° position as shown in the picture, so that the bristles can cover the tooth and the gingival sulcus.




3. Briefly press the power button of the toothbrush, select the appropriate mode, and gently move the bristles from the inner to the outer sides of your teeth.



4. Clean each side of the tooth according to the 4 areas shown in the image.



5. After use, rinse your mouth and toothbrush with clean water.



SERVICE SUPPORT

1. A 1-year warranty begins on the day of purchase and covers defects caused by non-human factors.
2. Within the warranty period, we will replace the parts or the whole product in case of any defect arising from materials or product malfunction.
3. The following events are not covered by the warranty: brush head defects; damage caused by improper use, for example, improper use of the power supply, plugged into an improper socket, artificial damage, etc.; damage due to the use of the product for other purposes or the use of components not supplied by us; aging and wear caused by normal use. If you have any questions, please contact us at any time.

ENVIRONMENTAL PROTECTION



There is a built-in rechargeable lithium battery in the product. When disposing of the toothbrush, do not mix it with general household waste. It should be sent to the battery recycling center for disposal in accordance with local disposal management regulations.

The symbol on the product or on its packaging indicates that this product may not be treated as household waste. Instead it should be handed over to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment.

By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. For more detailed information about the recycling of this product, please contact your local council office or your household waste disposal service.

IMPORTANT SAFEGUARDS

When using electrical products, especially when children are present, basic safety precautions should always be followed, including the following:

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING (THIS APPLIANCE)

1. For the first use, it is recommended to start the toothbrush in the 'Sensitive' mode position. If you experience gum discomfort or bleeding gums, please stop using the product and consult your dentist.
2. For the first use, do not put the toothbrush in your mouth before confirming the battery levels. Turn on the toothbrush to make sure the product is fully charged. If the toothbrush has a low battery or no power at all, please fully charge it before use.
3. Do not use, store or charge the toothbrush next to a fire area or high-temperature atmosphere.
4. Do not place the product in a humid environment or in liquid for a long time to avoid product malfunction.
5. Do not disassemble, repair or alter the product or install other accessories or power sources without authorization and guidance.
6. Prevent the product from falling or strong impact.
7. This product is for oral cleaning only, do not use it for other purposes.
8. Do not use this product while it is charging for safety reasons.

9. Make sure to charge the product with a DC5V, 1A adapter.
10. Make sure the charging port or power adapter is dry enough before charging the toothbrush or connecting it to the power source.
11. Periodically check if the power cord is damaged. If the cable is damaged or the toothbrush does not work, please stop using it.
12. In case of skin contact or damage from battery leakage, please stop using the product immediately.
13. Do not put the product in your mouth or brush your teeth while lying down. This can easily lead to accidental swallowing of parts.
14. Children should not play or disassemble this product. Do not place this product where children or babies can reach it.
15. Small parts such as "brush head protective cap" are included in the product package. Please keep it away from children to prevent them from swallowing these parts.
16. People who have severe periodontal disease or who have undergone oral surgery should consult a doctor before use.
17. Users experiencing problems with pacemakers or other implanted devices should consult a medical professional before using this product.
18. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
19. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
20. This appliance contains batteries that are non-replaceable. When the battery is at end of life, the appliance shall be properly disposed of.
21. The appliance must only be supplied at safety extra low voltage corresponding to the marking on the appliance.
22. The power supply with output power not exceeding 15W in normal and abnormal working conditions must be used.
23. Do not expose the appliance or battery to excessive temperatures.
24. Be aware of the risk of terminals of the battery-operated appliance or battery being short circuited by metal objects.

DANGER- To reduce the risk of electrocution

1. Always charge the product in a safe place away from water.
2. Do not reach for the product that has fallen into the water while charging. Unplug immediately.
3. Never charge with a damaged power cord or plug.
4. Make sure the charging port is dry enough before connecting it to the power supply.

WARNING – To reduce the risk of burns, electrocution, fire, or injury to persons.


1. A product should never be left unattended when plugged in.
2. Close supervision is necessary when this product is used by, on, or near children or invalids.
3. Use this product only for its intended use as described in this manual. Do not use attachments not recommended by the manufacturer.
4. Never operate this product if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, if it has been dropped or damaged, or dropped into water. Return the product to a service center for examination and repair.

5. Keep the cord away from heated surfaces.
6. Never use while sleeping or drowsy.
7. Never drop or insert any object into any opening or hose.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

Tip: The product, accessories, user interface and other illustrations hereby are schematic diagrams for reference only. There may be a slight difference between the product and the schematic diagram due to the update or upgrade of the product. Please take the actual object as the standard.

1. Beschreibungen zum Produktdesign



2. Spezifikationen

Produktbezeichnung	Daily R2 Rotierende Elektrische Zahnbürste
Modell	R2
Nennleistung	2W
Modus	5 Modi (Reinigen, Sensitiv, Aufhellung, Zahnfleischpflege, Zunge)
Schutzart wasserdicht	IPX7

Ladeart	USB
Eingangsspannung	5V---1A
Produktabmessungen	37x29,6x247,5 mm
Nettogewicht	146g
Lagerbedingungen	Raumtemperatur, trocken, belüftet

3. Merkmale

5 Modi

Reinigen: Der Standard-Reinigungsmodus wird verwendet, um die Plaque effektiv zu entfernen und eignet sich für Benutzer in normalen oralen Bedingungen, um eine gesunde Mundhygiene zu gewährleisten.

Sensitiv: Der Sensitiv-Modus schützt das Zahnfleisch des Benutzers. Die empfindlichen Bereiche des Mundes werden dabei sanft und gründlich gereinigt.

Aufhellung: Der Aufhellung- und Poliermodus entfernt effektiv Zahnverfärbungen und macht die Zähne des Benutzers glatt und weiß.

Zahnfleischpflege: Für ein optimales Reinigungsergebnis wird das Zahnfleisch im Zahnfleischpflegemodus durch die Rotation der Zahnbürste mit Frequenzumwandlung massiert. Dadurch wird die Blutzirkulation angeregt, was sich positiv auf das Zahnfleisch auswirkt.

Zunge: Es werden Bakterien auf dem Zungenbelag effektiv entfernt und die allgemeine Mundhygiene verbessert.

Intelligente Druckanzeige

Wenn zu hoher Druck auf die Zähne ausgeübt wird, wird die Druckanzeige aktiviert. Sie leuchtet auf, um Sie daran zu erinnern, den Druck auf die Zähne zu verringern und Schäden am Zahnfleisch zu vermeiden.

Allmähliche Erhöhung der Vibration

Um zu verhindern, dass Zahnpasta verspritzt wird, erhöht sich die Drehzahl allmählich, wenn der jeweilige Modus aktiviert wird.

Speicherfunktion für Modus

Der Modus, der beim letzten Ausschalten der Zahnbürste eingestellt war, wird beim Einschalten als Standardmodus beibehalten.

Timer für intelligentes Zähneputzen

Die Modi „Reinigen“, „Sensitiv“, „Aufhellung“ und „Zahnfleischpflege“ sind mit einem intelligenten 2-Minuten-Timer und 30-Sekunden-Pausen ausgestattet, um Sie daran zu erinnern, den Putzbereich zu wechseln. Der „Zunge“-Modus arbeitet 20 Sekunden lang, damit Sie genügend Zeit haben, Ihre Zunge zu reinigen und den weißen Belag auf Ihrer Zunge zu entfernen.

Erinnerungsfunktion bei niedrigem Batteriestand

Wenn die Batterie schwach ist und Sie die Zahnbürste einschalten, leuchtet die Ladeanzeige rot auf oder die Zahnbürste schaltet sich nicht normal ein, um Sie daran zu erinnern, dass der Batteriestand niedrig ist und Sie die Zahnbürste aufladen müssen.

Überspannungsschutz

Wenn die Eingangsspannung zu hoch ist, geht die Zahnbürste in einen Selbstschutzzustand über und der Ladevorgang wird automatisch beendet.

Betriebsdauer

Die Laufzeit der Zahnbürste pro Ladung beträgt in der Regel mehr als 30 Tage, wenn sie vollständig aufgeladen ist (im „Sensitiv“-Modus jeweils 2 Minuten lang, zweimal am Tag).

Ladedauer

Bei Aufladung über USB wird die Zahnbürste in 3 Stunden vollständig aufgeladen.

Ladeanzeige

Während des Ladevorgangs blinkt die Ladeanzeige. Wenn die Zahnbürste vollständig aufgeladen ist, blinkt die Ladeanzeige weiß und schaltet sich dann aus.

Schutzart

Wasserdichtes Design, IPX7 wasserdicht.

4. Anweisungen zum Zähneputzen

Anweisungen zum Aufladen

Anzeigen	Beschreibungen
Die Anzeige blinkt rot.	Die Batterie ist schwach, bitte laden Sie die Zahnbürste auf.
Die Anzeige blinkt langsam.	Die Zahnbürste wird gerade aufgeladen.
Die Anzeige blinkt weiß und schaltet sich dann aus.	Der Batteriestand der Zahnbürste ist ausreichend.


Hinweis: Die Ausgangsspannung darf 5,5 V nicht überschreiten, andernfalls brennt das Gerät durch, was zu einer dauerhaften Beendigung seiner Lebensdauer führt.

Aufsetzen oder Abnehmen von Bürstenköpfen


Tipps: Wenn Sie die Zahnbürste verwenden, wählen Sie bitte einen passenden Bürstenkopf und ersetzen Sie ihn alle 3 Monate durch einen neuen Bürstenkopf, um eine optimale Mundpflege zu gewährleisten.

Aufsetzen des Bürstenkopfs: Richten Sie die Unterseite des Bürstenkopfs am Schaft aus und drücken Sie ihn leicht hinein, bis der Bürstenkopf im Griff einrastet.

Abnehmen des Bürstenkopfs: Halten Sie den Griff der Zahnbürste und ziehen Sie den Bürstenkopf entlang des Schafts heraus.




1. Befeuchten Sie die Borsten und tragen Sie sie cm Zahnpasta auf die Borsten auf.




Tipps: Nehmen Sie den Bürstenkopf mit Zahnpasta in den Mund, bevor Sie die Zahnbürste einschalten, um zu verhindern, dass Zahnpasta herunterfällt und verspritzt wird.


2. Richten Sie die Borsten wie in der Abbildung gezeigt in einem 45°-Winkel auf die Außenseite des Zahns, damit die Borsten den Zahn und den Zahnfleischsulkus bedecken können.




3. Drücken Sie kurz auf die Einschalttaste der Zahnbürste, wählen Sie den entsprechenden Modus und bewegen Sie die Borsten sanft von den Innen- zu den Außenseiten Ihrer Zähne.



4. Reinigen Sie jede Seite des Zahns in den 4 Bereichen, die auf dem Bild zu sehen sind.



5. Spülen Sie nach der Verwendung Ihren Mund und die Zahnbürste mit klarem Wasser aus.



KUNDENDIENST

1. Eine 1-jährige Garantie ab Kaufdatum wird auf Defekte gewährt, die durch nicht-menschliche Faktoren verursacht werden.
2. Innerhalb der Garantiezeit werden die Teile oder das gesamte Gerät im Falle eines Material- oder Produktfehlers ersetzt.
3. Folgende Fälle sind von der Garantie ausgeschlossen: Defekte am Bürstenkopf; Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch verursacht wurden, z. B. unsachgemäße Verwendung des Netzteils, Einstecken in eine falsche Steckdose, künstliche Beschädigung usw.; Schäden, die auf die Verwendung des Produkts für andere Zwecke oder die Verwendung von nicht von uns gelieferten Komponenten zurückzuführen sind; Alterung und Verschleiß durch normalen Gebrauch. Bei Fragen können Sie uns jederzeit kontaktieren.

UMWELTSCHUTZ



Das Produkt ist mit einer wiederaufladbaren Lithium-Batterie ausgestattet. Die Zahnbürste darf nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden. Sie sollte zur Entsorgungsstelle für Batterien geschickt werden, um gemäß den örtlichen Entsorgungsvorschriften entsorgt zu werden.

Das Symbol auf dem Produkt oder auf der Verpackung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht als Hausmüll behandelt werden darf. Stattdessen sollte es bei der zuständigen Sammelstelle für die

Wiederverwertung von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden. Indem Sie sicherstellen, dass dieses Produkt ordnungsgemäß entsorgt wird, tragen Sie dazu bei, mögliche negative Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden, die andernfalls durch eine unsachgemäße Abfallbehandlung dieses Produkts verursacht werden könnten. Nähere Informationen über die Entsorgung dieses Produkts erhalten Sie bei Ihrer zuständigen Gemeindeverwaltung oder Ihrem Entsorgungsbetrieb.

WICHTIGE SCHUTZ- MASSNAHMEN

Bei der Verwendung elektrischer Produkte, vor allem wenn Kinder anwesend sind, sollten immer grundlegende Sicherheitsmaßnahmen befolgt werden, einschließlich der folgenden:

LESEN SIE ALLE ANWEISUNGEN, BEVOR SIE (DIESES GERÄT) BENUTZEN.

1. Es wird empfohlen, die Zahnbürste bei der ersten Benutzung in der Position „Sensitiv“ zu starten. Wenn Sie Zahnfleischbeschwerden oder Zahnfleischbluten feststellen, hören Sie bitte auf, das Produkt zu benutzen und wenden Sie sich an Ihren Zahnarzt.
2. Nehmen Sie die Zahnbürste bei der ersten Benutzung erst in den Mund, nachdem Sie den Batteriestand überprüft haben. Schalten Sie die Zahnbürste ein, um sicherzustellen, dass das Produkt vollständig aufgeladen ist. Wenn die Zahnbürste einen niedrigen Batteriestand oder gar keine Leistung aufweist, laden Sie sie bitte vor dem Gebrauch vollständig auf.

3. Benutzen, lagern oder laden Sie die Zahnbürste nicht in der Nähe eines Feuers oder in einer Umgebung mit hohen Temperaturen.
4. Legen Sie das Produkt nicht für längere Zeit in eine feuchte Umgebung oder in Flüssigkeit, um eine Fehlfunktion des Produkts zu vermeiden.
5. Zerlegen, reparieren oder verändern Sie das Produkt nicht und installieren Sie keine anderen Zubehörteile oder Netzteile ohne Genehmigung und Anleitung.
6. Schützen Sie das Produkt vor Stürzen oder starken Stößen.
7. Dieses Produkt ist nur für die orale Reinigung bestimmt, und darf nicht für andere Zwecke verwendet werden.
8. Verwenden Sie das Produkt aus Sicherheitsgründen nicht, während es aufgeladen wird.
9. Stellen Sie sicher, dass Sie das Produkt mit einem DC5V:1A-Adapter aufladen.
10. Stellen Sie sicher, dass der Ladeanschluss oder der Netzadapter ausreichend trocken ist, bevor Sie die Zahnbürste aufladen oder an das Stromnetz anschließen.
11. Überprüfen Sie das Netzkabel in regelmäßigen Abständen auf Beschädigungen. Wenn das Kabel beschädigt ist oder die Zahnbürste nicht funktioniert, verwenden Sie sie bitte nicht mehr.
12. Im Falle eines Hautkontakts oder einer Beschädigung durch das Auslaufen von Batterieflüssigkeit stellen Sie die Verwendung des Produkts bitte sofort ein.
13. Nehmen Sie das Produkt nicht in den Mund und putzen Sie Ihre Zähne nicht im Liegen. Dies kann leicht zu einem versehentlichen Verschlucken von Teilen führen.
14. Kinder sollten nicht mit diesem Produkt spielen oder es zerlegen. Stellen Sie das Gerät nicht an Orten auf, an denen Kinder oder Säuglinge es erreichen können.
15. Kleinteile wie die „Schutzkappe des Bürstenkopfes“ sind in der Produktverpackung enthalten. Bitte halten Sie sie von Kindern fern, um zu verhindern, dass sie diese Teile verschlucken.
16. Personen, die an einer schweren Parodontalerkrankung leiden oder sich einem oralchirurgischen Eingriff unterzogen haben, sollten vor der Verwendung ärztlichen Rat einholen.
17. Anwender, die Probleme mit Herzschrittmachern oder anderen implantierten Geräten haben, sollten vor der Verwendung dieses Produkts einen Arzt konsultieren.
18. Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis verwendet werden, sofern sie beaufsichtigt oder in den sicheren Gebrauch des Geräts eingewiesen wurden und die damit verbundenen Gefahren verstehen.
19. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Die Reinigung und Wartung durch den Benutzer darf nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.
20. Dieses Gerät enthält Batterien, die nicht austauschbar sind. Wenn die Batterie das Ende ihrer Lebensdauer erreicht hat, muss das Gerät ordnungsgemäß entsorgt werden.
21. Das Gerät darf nur mit einer Schutzkleinspannung entsprechend der Kennzeichnung auf dem Gerät betrieben werden.
22. Es muss ein Netzteil verwendet werden, dessen Ausgangsleistung unter normalen und anormalen Betriebsbedingungen 15 W nicht übersteigt.
23. Setzen Sie das Gerät oder die Batterie nicht zu hohen Temperaturen aus.
24. Achten Sie auf die Gefahr, dass die Pole des batteriebetriebenen Geräts oder der Batterie durch Metallgegenstände kurzgeschlossen werden.

GEFAHR– Zur Verringerung der Gefahr eines Stromschlages

1. Laden Sie das Produkt immer an einem sicheren Ort auf, der von Wasser entfernt ist.
2. Greifen Sie nicht nach dem Gerät, wenn es beim Aufladen ins Wasser gefallen ist. Ziehen Sie sofort den Netzstecker.
3. Laden Sie das Gerät niemals mit einem beschädigten Netzkabel oder Stecker auf.
4. Stellen Sie sicher, dass der Ladeanschluss ausreichend trocken ist, bevor Sie ihn an das Stromnetz anschließen.


WARNHINWEIS – Zur Verringerung des Risikos von Verbrennungen, Stromschlägen, Feuer oder Verletzungen von Personen.

1. Ein eingestecktes Gerät darf nie unbeaufsichtigt gelassen werden.
2. Wenn das Gerät von, an oder in der Nähe von Kindern oder Behinderten verwendet wird, ist eine strenge Überwachung erforderlich.
3. Verwenden Sie das Gerät nur für den in diesem Handbuch beschriebenen Zweck. Verwenden Sie keine Zusatzgeräte, die nicht vom Hersteller empfohlen werden.
4. Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb, wenn das Kabel oder der Stecker beschädigt ist, wenn es nicht richtig funktioniert, wenn es fallen gelassen oder beschädigt wurde oder wenn es ins Wasser gefallen ist. Bringen Sie das Gerät zur Überprüfung und Reparatur in ein Kundendienstzentrum.
5. Halten Sie das Kabel von heißen Oberflächen fern.
6. Verwenden Sie das Gerät niemals im Schlaf oder bei Schläfrigkeit.
7. Lassen Sie keine Gegenstände in Öffnungen oder Schläuche fallen oder stecken Sie sie hinein.

DIESE ANWEISUNGEN SPEICHERN

Hinweis: Bei dem Produkt, dem Zubehör, der Benutzeroberfläche und anderen Abbildungen handelt es sich um schematische Darstellungen, die nur als Referenz dienen. Aufgrund von Aktualisierungen oder Upgrades des Produkts kann es zu geringfügigen Abweichungen zwischen dem Produkt und der schematischen Darstellung kommen. Bitte orientieren Sie sich am tatsächlichen Objekt.

1. Descripciones de diseño de productos



2. Especificaciones

Nombre del producto	Cepillo de dientes eléctrico rotativo diario R2
Modelo	R2
Potencia nominal	2W
Modo	5 modos (limpio, sensible, blanco, cuidado de las encías, lengua)
Clasificación impermeable	IPX7

Tipo de carga	USB
Voltaje de entrada	5V=1A
Medición de productos	37*29.6*247.5m m
Peso neto	146g
Condiciones de almacenamiento	Temperatura ambiente, seco, ventilado

3. Características

5 modos

Limpia: El modo de limpieza estándar puede eliminar eficazmente la placa. Es adecuado para usuarios en condiciones orales normales para mantener una higiene bucal saludable.

Sensible: El modo de cuidado sensible protege las encías del usuario. Limpia suave y completamente las áreas sensibles de la boca.

Blanco: El modo de blanqueamiento y pulido puede eliminar eficazmente las manchas dentales y hacer que los dientes de los usuarios sean lisos y blancos.

Cuidado de las encías: Con el resultado de limpieza óptimo, el modo de cuidado de las encías masajea las encías a través de la rotación del cepillo de dientes de conversión de frecuencia. Esto ayuda a estimular la circulación sanguínea que tiene un impacto positivo en las encías.

Lengua: elimina eficazmente las bacterias en el recubrimiento de la lengua y mejora la salud oral general de la boca.

Indicador de presión inteligente

Cuando se aplica demasiada presión a los dientes, el indicador de presión se activará. Se iluminará para recordarle que reduzca la presión sobre los dientes y evite daños en las encías.

La vibración aumenta gradualmente

Para evitar salpicaduras de pasta de dientes, la frecuencia de rotación aumenta gradualmente cuando se activa cada modo.

Función de memoria de modo

El modo de inicio predeterminado sigue siendo el mismo que el modo que se estableció en el momento en que se apagó el cepillo de dientes por última vez.

Temporizador de cepillado inteligente

Los modos 'Limpia', 'Sensible', 'Blanco' y 'Cuidado de las encías' tienen un temporizador inteligente de 2 minutos con pausas de 30 segundos para recordarle que cambie el área de cepillado. El modo de limpieza 'Lengua' funciona durante 20 segundos asegurando que tenga tiempo suficiente para limpiar su lengua y eliminar la capa blanca de su lengua.

Una función de recordatorio de bajo consumo

Cuando la batería se está agotando y enciende el cepillo de dientes, la luz indicadora de carga se volverá roja o el cepillo de dientes no se encenderá normalmente como un indicador de que la batería se está agotando y se emitirá un recordatorio para cargar el cepillo de dientes.

Protección contra sobretensiones

Cuando el voltaje de entrada es demasiado alto, el cepillo de dientes entrará en un estado de autoprotección y el proceso de carga se detendrá automáticamente.

Tiempo de trabajo

El tiempo de funcionamiento del cepillo de dientes por carga suele ser de más de 30 días cuando está completamente cargado (en modo "sensible" durante 2 minutos a la vez, dos veces al día).

Tiempo de carga

Carga USB. El cepillo de dientes se cargará completamente en 3 horas.

Indicador de carga

Durante el proceso de carga, la luz indicadora de carga parpadeará. Cuando el cepillo de dientes esté completamente cargado, el indicador de carga parpadeará en blanco y luego se apagará.

Impermeable

Diseño impermeable, nivel impermeable IPX7.

4. Pautas de cepillado


Instrucciones de carga

Indicadores	Descripciones
El indicador parpadea en rojo.	La batería se está agotando, cargue el cepillo de dientes.
El indicador parpadea lentamente.	El cepillo de dientes está en proceso de carga.
El indicador parpadea en blanco y luego se apaga.	El nivel de batería del cepillo de dientes es suficiente.

Nota: La salida no puede exceder los 5.5V, de lo contrario el dispositivo se quemará, lo que resultará en un final permanente de su vida útil.

Instalación o extracción de cabezales de cepillo


Consejos: Cuando use el cepillo de dientes, elija un cabezal de cepillo a juego y reemplácelo con un nuevo cabezal de cepillo cada 3 meses para una experiencia óptima de cuidado bucal.




Instale el cabezal del cepillo: Alinee la parte inferior del cabezal del cepillo con el eje, empujelo ligeramente hasta que el cabezal del cepillo esté bloqueado en el mango. Suelte el cabezal del cepillo: Sostenga el mango del cepillo de dientes y extraiga el cabezal del cepillo a lo largo del eje.

1. Humedezca las cerdas y aplique 1 cm de pasta de dientes a las cerdas.


Consejos: Para evitar que la pasta de dientes se caiga y salpique, coloque el cabezal del cepillo con pasta de dientes en la boca antes de encender el cepillo de dientes.




2. Coloque las cerdas hacia el lado externo de un diente en una posición de 45° como se muestra en la imagen, de modo que las cerdas puedan cubrir el diente y el surco gingival.




3. Presione brevemente el botón de encendido del cepillo de dientes, seleccione el modo apropiado y mueva suavemente las cerdas del lado interno al externo de sus dientes.



4. Limpie cada lado del diente de acuerdo con las 4 áreas que se muestran en la imagen.



5. Después de su uso, enjuáguese la boca y el cepillo de dientes con agua limpia.



SOPORTE DE SERVICIO

- Una garantía de 1 año comienza el día de la compra y cubre defectos causados por factores no humanos.
- Dentro del período de garantía, reemplazaremos las piezas o todo el producto en caso de cualquier defecto que surja de los materiales o mal funcionamiento del producto.
- Los siguientes eventos no están cubiertos por la garantía: defectos del cabezal del cepillo; daños causados por un uso inadecuado, por ejemplo, uso inadecuado de la fuente de alimentación, enchufado a un enchufe incorrecto, daños artificiales, etc.; daños debidos al uso del producto para otros fines o al uso de componentes no suministrados por nosotros; envejecimiento y desgaste causado por el uso normal. Si tiene alguna pregunta, póngase en contacto con nosotros en cualquier momento.

PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE



Hay una batería de litio recargable incorporada en el producto. Cuando deseché el cepillo de dientes, no lo mezcle con la basura doméstica general. Debe enviarse al centro de reciclaje de baterías para su eliminación de acuerdo con las regulaciones locales de gestión de eliminación.

El símbolo en el producto o en su embalaje indica que este producto no puede ser tratado como basura doméstica. En su lugar, debe entregarse al punto de recogida correspondiente para el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos.

A asegurarse de que este producto se desecha correctamente, ayudará a prevenir posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana, que de otro modo podrían ser causadas por el manejo inadecuado de los desechos de este producto. Para obtener información más detallada sobre el reciclaje de este producto, comuníquese con la oficina de su consejo local o con su servicio de eliminación de residuos domésticos.

MEDIDAS IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Al usar productos eléctricos, especialmente cuando hay niños presentes, siempre se deben seguir las precauciones básicas de seguridad, incluidas las siguientes:

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR (ESTE APARATO)

- Para el primer uso, se recomienda iniciar el cepillo de dientes en la posición de modo 'Sensible'. Si experimenta molestias en las encías o se sangran las encías, deje de usar el producto y consulte a su dentista.
- Para el primer uso, no se ponga el cepillo de dientes en la boca antes de confirmar los niveles de batería. Encienda el cepillo de dientes para asegurarse de que el

- producto esté completamente cargado. Si el cepillo de dientes tiene poca batería o no tiene energía, cárguelo completamente antes de usarlo.
- No use, guarde ni cargue el cepillo de dientes junto a un área de fuego o atmósfera de alta temperatura.
- No coloque el producto en un ambiente húmedo o en líquido durante mucho tiempo para evitar el mal funcionamiento del producto.
- No desmonte, repare o altere el producto ni instale otros accesorios o fuentes de alimentación sin autorización y orientación.
- Evitar que el producto se caiga o impacte fuertemente.
- Este producto es solo para limpieza bucal. No lo use para otros fines.
- No utilice este producto mientras se está cargando por razones de seguridad.
- Asegúrese de cargar el producto con un adaptador CC 5V:1A.
- Asegúrese de que el puerto de carga o el adaptador de corriente estén lo suficientemente secos antes de cargar el cepillo de dientes o conectarlo a la fuente de alimentación.
- Compruebe periódicamente si el cable de alimentación está dañado. Si el cable está dañado o el cepillo de dientes no funciona, deje de usarlo.
- En caso de contacto con la piel o daño por fuga de la batería, deje de usar el producto inmediatamente.
- No se meta el producto en la boca ni se cepille los dientes mientras está acostado. Esto puede conducir fácilmente a la deglución accidental de piezas.
- Los niños no deben jugar o desmontar este producto. No coloque este producto donde los niños o bebés puedan alcanzarlo.
- Las piezas pequeñas, como la "tapa protectora del cabezal del cepillo", se incluyen en el paquete del producto. Por favor, manténgalo alejado de los niños para evitar que traguen estas partes.
- Las personas que tienen enfermedad periodontal grave o que se han sometido a cirugía oral deben consultar a un médico antes de usar.
- Los usuarios que experimenten problemas con marcapasos u otros dispositivos implantados deben consultar a un profesional médico antes de usar este producto.
- Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimientos si han recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato de manera segura y comprenden los peligros que conlleva.
- Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento del usuario no serán realizados por niños sin supervisión.
- Este aparato contiene baterías que no son reemplazables. Cuando la batería esté al final de su vida útil, el aparato deberá desecharse correctamente.
- El aparato solo deberá suministrarse en voltaje extra bajo de seguridad correspondiente al marcado del aparato.
- Deberá utilizarse la fuente de alimentación con una potencia de salida no superior a 15 W en condiciones normales y anormales de trabajo.
- No exponga el aparato o la batería a temperaturas excesivas.
- Tenga en cuenta el riesgo de que los terminales del aparato que funciona con baterías o la batería se cortocircuiten por objetos metálicos.

PELIGRO- Para reducir el riesgo de electrocución

- Siempre cargue el producto en un lugar seguro lejos del agua.
- No alcance el producto que ha caído al agua durante la carga. Desenchufe inmediatamente.
- Nunca cargue con un cable de alimentación o enchufe dañado.

4. Asegúrese de que el puerto de carga esté suficientemente seco antes de conectarlo a la fuente de alimentación.


ADVERTENCIA - Para reducir el riesgo de quemaduras, electrocución, incendio o lesiones a las personas.

1. Un producto nunca debe dejarse desatendido cuando está enchufado.
2. Es necesaria una estrecha supervisión cuando este producto es utilizado por, sobre o cerca de niños o inválidos.
3. Utilice este producto únicamente para el uso previsto descrito en este manual. No utilice accesorios no recomendados por el fabricante.
4. Nunca utilice este producto si tiene un cable o enchufe dañado, si no funciona correctamente, si se ha caído o dañado, o si se ha caído al agua. Devuelva el producto a un centro de servicio para su examen y reparación.
5. Mantenga el cable alejado de superficies calientes.
6. Nunca lo use mientras duerme o está somnoliento.
7. Nunca deje caer ni inserte ningún objeto en ninguna abertura o manguera.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Consejo: El producto, los accesorios, la interfaz de usuario y otras ilustraciones son diagramas esquemáticos solo como referencia. Puede haber una ligera diferencia entre el producto y el diagrama esquemático debido a la actualización o mejora del producto. Por favor, tome el objeto real como el estándar.

1. Description de la Conception du Produit



2. Spécifications

Nom du Produit	Brosse à Dents Électrique Rotative Quotidienne R2
Modèle	R2
Puissance Nominale	2W
Mode	5 Modes (Clean, Sensitive, White, Gum Care, Tongue)
Niveau d'Étanchéité	IPX7

Type de Charge	USB
Tension d'Entrée	5V==1A
Taille du Produit	37*29,6*247,5mm
Poids Net	146g
Conditions de Stockage	Température ambiante, sec, ventilé

3. Caractéristiques

5 Modes

Clean : Mode de nettoyage standard permettant d'éliminer efficacement la plaque dentaire. Convient aux utilisateurs dont l'état bucco-dentaire est normal pour maintenir une hygiène bucco-dentaire saine.

Sensitive : Le mode Sensitive protège les gencives de l'utilisateur. Il nettoie en douceur et en profondeur les zones sensibles de la bouche.

White : Mode de blanchiment et de polissage qui permet d'éliminer efficacement les taches dentaires et de rendre les dents de l'utilisateur lisses et blanches.

Gum Care : En partant du principe que le nettoyage est optimal, le mode soin des gencives masse les gencives grâce à la rotation de la brosse à dents à conversion de fréquence. Cela permet de stimuler la circulation sanguine, ce qui a un impact positif sur les gencives.

Tongue : Élimine efficacement les bactéries sur le revêtement de la langue et améliore la santé bucco-dentaire globale.

Indicateur de pression intelligent

Lorsqu'une pression trop forte est exercée sur les dents, l'indicateur de pression s'active. Il s'allume pour vous rappeler de réduire la pression sur vos dents et d'éviter d'endommager vos gencives.

Vibration augmentant progressivement

Pour éviter les éclaboussures de dentifrice, la fréquence de rotation augmente progressivement lorsque chaque mode est activé.

Fonction de mémorisation du mode

Le mode de démarrage par défaut reste le même que celui qui a été défini lors de la dernière mise hors tension de la brosse à dents.

Minuterie de brossage intelligente

Les modes « Clean », « Sensitive », « White » et « Gum Care » sont dotés d'un minuteur intelligent de 2 minutes avec des pauses de 30 secondes pour vous rappeler de changer de zone de brossage. Le mode « Tongue » fonctionne pendant 20 secondes, ce qui vous laisse suffisamment de temps pour nettoyer votre langue et éliminer la couche blanche qui s'y trouve.

Fonction de rappel en cas de batterie faible

Lorsque la batterie est faible et que vous allumez la brosse à dents, l'indicateur de charge devient rouge ou la brosse à dents ne s'allume pas normalement, ce qui indique que la batterie est faible et vous rappelle de recharger la brosse à dents.

Protection contre les surtensions

Lorsque la tension d'entrée est trop élevée, la brosse à dents entre dans un état d'autoprotection et le processus de charge s'arrête automatiquement.

Durée d'utilisation

L'autonomie de la brosse à dents par charge est généralement supérieure à 30 jours lorsqu'elle est complètement chargée (en mode « Sensitive » pendant 2 minutes à la fois, deux fois par jour).

Durée de la charge

Charge par USB, la brosse à dents sera complètement chargée en 3 heures.

Indicateur de charge

Pendant le processus de charge, l'indicateur de charge clignote. Lorsque la brosse à dents est entièrement chargée, l'indicateur de charge clignote en blanc, puis s'éteint.

Étanchéité

Conception étanche, niveau d'étanchéité IPX7.

4. Conseils de Brossage

Instructions de Charge

Indicateurs	Descriptions
L'indicateur clignote en rouge.	La batterie est faible, veuillez recharger la brosse à dents.
L'indicateur clignote lentement.	La brosse à dents est en cours de charge.
L'indicateur clignote en blanc puis s'éteint.	Le niveau de la batterie de la brosse à dents est suffisant.


Remarque : La sortie ne peut pas dépasser 5,5V, sinon l'appareil grillera, ce qui mettra un terme définitif à sa durée de vie.

Installation ou Retrait des Têtes de Brosse


Conseils : Lorsque vous utilisez la brosse à dents, choisissez une tête de brosse adaptée et remplacez-la par une nouvelle tête de brosse tous les 3 mois pour un soin bucco-dentaire optimal.

Installez la tête de brosse : Alignez le bas de la tête de brosse avec le manche, poussez-la légèrement jusqu'à ce que la tête de brosse soit verrouillée dans le manche.

Détachez la tête de brosse : Tenez le manche de la brosse à dents et tirez la tête de brosse le long du manche.




1. Humidifiez les poils et appliquez 1 cm de dentifrice sur les poils.




Conseils : Pour éviter que le dentifrice ne tombe et n'éclabousse, veuillez mettre la tête de la brosse avec le dentifrice dans votre bouche avant d'activer la brosse à dents.


2. Positionnez les poils vers le côté extérieur d'une dent à 45° comme indiqué sur l'image, de manière à ce que les poils puissent couvrir les dents et les sillons gingivaux.




3. Appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation de la brosse à dents, sélectionnez le mode approprié et déplacez doucement les poils de l'intérieur vers l'extérieur de vos dents.



4. Nettoyez chaque côté des dents selon les 4 zones indiquées sur l'image.



5. Après utilisation, rincez votre bouche et votre brosse à dents à l'eau claire.



SOUTIEN AU SERVICE

1. Une garantie d'un an prend effet le jour de l'achat et couvre les défauts causés par des facteurs non humains.
2. Pendant la période de garantie, nous remplacerons les pièces ou l'ensemble du produit en cas de défaut lié aux matériaux ou de dysfonctionnement du produit.
3. Les événements suivants ne sont pas couverts par la garantie : défauts de la tête de brosse ; dommages causés par une utilisation incorrecte, par exemple, utilisation incorrecte de l'alimentation électrique, branchement dans une prise incorrecte, dommages artificiels, etc. ; dommages dus à l'utilisation du produit à d'autres fins ou à l'utilisation de composants non fournis par nous ; vieillissement et usure causés par une utilisation normale. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter à tout moment.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT



Le produit contient une batterie au lithium rechargeable intégrée. Lors de la mise au rebut de la brosse à dents, ne la mélangez pas avec les ordures ménagères. Elle doit être envoyée au centre de recyclage des batteries pour être éliminée conformément aux réglementations locales en matière de gestion des déchets.

Le symbole figurant sur le produit ou sur son emballage indique que ce produit ne doit pas être traité comme un déchet ménager. Il doit être remis au point de collecte approprié pour le recyclage des

équipements électriques et électroniques.

En veillant à ce que ce produit soit éliminé correctement, vous contribuerez à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé humaine, qui pourraient autrement être causées par un traitement inapproprié des déchets de ce produit. Pour obtenir des informations plus détaillées sur le recyclage de ce produit, veuillez contacter votre mairie ou votre service d'élimination des déchets ménagers.

MESURES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Lors de l'utilisation de produits électriques, en particulier en présence d'enfants, il convient de toujours respecter les mesures de sécurité de base, notamment les suivantes :

LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER (CET APPAREIL)

1. Lors de la première utilisation, il est recommandé de mettre la brosse à dents en mode « *Sensitive* ». En cas de gêne ou de saignement des gencives, arrêtez d'utiliser le produit et consultez votre dentiste.
2. Lors de la première utilisation, ne mettez pas la brosse à dents en bouche avant d'avoir vérifié le niveau des piles. Allumez la brosse à dents pour vous assurer que le produit est complètement chargé. Si la batterie de la brosse à dents est faible ou si elle n'est pas du tout alimentée, veuillez la recharger complètement avant de l'utiliser.
3. N'utilisez pas, ne rangez pas ou ne chargez pas la brosse à dents à proximité d'une

- zone de feu ou d'une atmosphère à haute température.
- Ne placez pas le produit dans un environnement humide ou dans un liquide pendant une longue période afin d'éviter tout dysfonctionnement.
 - Ne démontez pas, ne réparez pas ou ne modifiez pas le produit, ni installez d'autres accessoires ou sources d'alimentation sans autorisation et conseils.
 - Empêchez le produit de tomber ou de subir un choc violent.
 - Ce produit est destiné au nettoyage buccal uniquement, ne l'utilisez pas à d'autres fins.
 - Pour des raisons de sécurité, n'utilisez pas ce produit lorsqu'il est en charge.
 - Veillez à charger le produit avec un adaptateur DC5V.1A.
 - Assurez-vous que le port de charge ou l'adaptateur électrique est suffisamment sec avant de charger la brosse à dents ou de la connecter à la source d'alimentation.
 - Vérifiez régulièrement que le cordon d'alimentation n'est pas endommagé. Si le câble est endommagé ou si la brosse à dents ne fonctionne pas, cessez de l'utiliser.
 - En cas de contact avec la peau ou de dommages dus à une fuite de la batterie, cessez immédiatement d'utiliser le produit.
 - Ne mettez pas le produit dans votre bouche ou ne vous brossez pas les dents lorsque vous êtes allongé. Cela peut facilement conduire à l'ingestion accidentelle de pièces.
 - Les enfants ne doivent pas jouer avec ce produit ni le démonter. Ne placez pas ce produit dans un endroit où les enfants ou les bébés peuvent l'atteindre.
 - De petites pièces telles que le « capuchon de protection de la tête de brosse » sont incluses dans l'emballage du produit. Veuillez le tenir hors de portée des enfants pour éviter qu'ils n'avalent ces pièces.
 - Les personnes souffrant d'une maladie parodontale grave ou ayant subi une chirurgie buccale doivent consulter un médecin avant d'utiliser le produit.
 - Les utilisateurs ayant des problèmes avec des stimulateurs cardiaques ou d'autres dispositifs implantés doivent consulter un professionnel de la santé avant d'utiliser ce produit.
 - Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à condition qu'elles aient reçu une surveillance ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'elles comprennent les risques encourus.
 - Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
 - Cet appareil contient des piles non remplaçables. Lorsque la batterie est en fin de vie, l'appareil doit être mis au rebut de manière appropriée.
 - L'appareil ne doit être alimenté qu'à une très basse tension de sécurité correspondant au marquage de l'appareil.
 - Il faut utiliser un bloc d'alimentation dont la puissance de sortie ne dépasse pas 15 W dans des conditions de travail normales et anormales.
 - N'exposez pas l'appareil ou la batterie à des températures excessives.
 - Soyez conscient du risque de court-circuit des bornes de l'appareil ou de la batterie par des objets métalliques.

DANGER – Pour réduire le risque d'électrocution

- Chargez toujours le produit dans un endroit sûr, à l'abri de l'eau.
- Ne saisissez pas le produit qui est tombé dans l'eau pendant la charge. Débranchez-le immédiatement.

- Ne rechargez jamais avec un cordon d'alimentation ou une fiche endommagé(e).
- Assurez-vous que le port de charge est suffisamment sec avant de le connecter à l'alimentation électrique.


AVERTISSEMENT – Pour réduire les risques de brûlure, d'électrocution, d'incendie ou de blessure.

- Un produit ne doit jamais être laissé sans surveillance lorsqu'il est branché.
- Une surveillance étroite est nécessaire lorsque ce produit est utilisé par, sur ou à proximité d'enfants ou de personnes invalides.
- N'utilisez ce produit que pour l'usage auquel il est destiné, tel qu'il est décrit dans ce manuel. N'utilisez pas d'accessoires non recommandés par le fabricant.
- N'utilisez jamais ce produit si le cordon ou la fiche est endommagé, s'il ne fonctionne pas correctement, s'il est tombé ou a été endommagé, ou s'il est tombé dans l'eau. Renvoyez l'appareil à un centre de service pour qu'il soit examiné et réparé.
- Tenez le cordon à l'écart des surfaces chauffées.
- N'utilisez jamais l'appareil pendant le sommeil ou la somnolence.
- Ne jamais laisser tomber ou insérer un objet dans une ouverture ou un tuyau.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

Conseil : Le produit, les accessoires, l'interface utilisateur et les autres illustrations sont des schémas de référence uniquement. Il peut y avoir une légère différence entre le produit et le schéma en raison de la mise à jour ou de la mise à niveau du produit. Veuillez prendre l'objet réel comme référence.

1. Descrizioni del design del prodotto



2. Specifiche

Nome del prodotto	Spazzolino Elettrico Quotidiano R2 Rotante
Modello	R2
Potenza nominale	2W
Modalità	5 Modalità (Pulizia, Sensibilità, Bianco, Cura delle Gengive, Lingua)
Valutazione impermeabile	IPX7

Tipo di ricarica	USB
Tensione di ingresso	5V=1A
Misura del prodotto	37*29,6*247,5 mm
Peso netto	146g
Condizioni di conservazione	Temperatura ambientale, asciutto, ventilato

3. Caratteristiche

5 modalità

Pulito: Modalità di pulizia standard in grado di rimuovere efficacemente la placca. Adatta agli utenti in condizioni orali normali per mantenere una sana igiene orale.

Sensibile: La modalità di cura sensibile protegge le gengive dell'utente. Pulisce delicatamente e a fondo le aree sensibili della bocca.

Bianco: Modalità di sbiancamento e lucidatura in grado di rimuovere efficacemente le macchie dentali e rendere i denti dell'utente lisci e bianchi.

Cura delle gengive: Per ottenere un risultato di pulizia ottimale, la modalità di cura delle gengive massaggia le gengive attraverso la rotazione dello spazzolino a conversione di frequenza. Questo aiuta a stimolare la circolazione sanguigna che ha un impatto positivo sulle gengive.

Lingua: Rimuove efficacemente i batteri presenti sul rivestimento della lingua e migliora la salute orale complessiva della bocca.

Indicatore di pressione intelligente

Quando viene applicata una pressione eccessiva sui denti, l'indicatore di pressione si attiva. Si accende per ricordare di ridurre la pressione sui denti e di evitare danni alle gengive.

La vibrazione aumenta gradualmente

Per evitare schizzi di dentifricio, la frequenza di rotazione aumenta gradualmente quando si attiva ogni modalità.

Funzione di memoria delle modalità

La modalità di avvio predefinita rimane quella impostata al momento dell'ultimo spegnimento dello spazzolino.

Timer di spazzolamento intelligente

Le modalità "Pulizia", "Sensibilità", "Bianco" e "Cura delle Gengive", sono dotate di un timer intelligente di 2 minuti con pause di 30 secondi per ricordare di cambiare area di spazzolamento. La modalità di pulizia "Lingua" funziona per 20 secondi, garantendo il tempo sufficiente per pulire la lingua e rimuovere la patina bianca dalla lingua.

Funzione di promemoria a basso consumo

Quando la batteria si sta scaricando e si accende lo spazzolino, la spia di carica diventa rossa o lo spazzolino non si accende normalmente come indicatore che la batteria si sta scaricando e come promemoria per caricare lo spazzolino.

Protezione da sovratensione

Quando la tensione di ingresso è troppo alta, lo spazzolino entra in uno stato di autoprotezione e il processo di ricarica si interrompe automaticamente.

Tempo di Lavoro

L'autonomia dello spazzolino per carica è in genere superiore a 30 giorni quando è completamente carico (in modalità "Sensibilità" per 2 minuti alla volta, due volte al giorno).

Tempo di carica

Con la ricarica USB, lo spazzolino si ricarica completamente in 3 ore.

Indicatore di carica

Durante il processo di ricarica, la spia di ricarica lampeggia. Quando lo spazzolino è completamente carico, l'indicatore di carica lampeggia in bianco e poi si spegne.

Impermeabile

Design impermeabile, livello di impermeabilità IPX7.

4. Linee guida per spazzolamento

Istruzioni per la ricarica

Indicatori	Descrizioni
L'indicatore lampeggia in rosso.	La batteria si sta scaricando, si prega di caricare lo spazzolino.
L'indicatore lampeggia lentamente.	Lo spazzolino è in fase di ricarica.
L'indicatore lampeggia in bianco e poi si spegne.	Il livello della batteria dello spazzolino è sufficiente.


Nota: L'uscita non può superare i 5,5 V, altrimenti il dispositivo si brucia e termina definitivamente la sua vita operativa.

Installazione o rimozione delle testine

Consigli: Quando si utilizza lo spazzolino, scegliere una testina adatta e sostituirla con una nuova ogni 3 mesi per un'igiene orale ottimale.


Installare la testina di spazzolino: Allineare la parte inferiore della testina con il fusto, spingerla leggermente verso l'interno fino a bloccarla nell'impugnatura.

Staccare la testina: Tenere il manico dello spazzolino ed estrarre la testina lungo il fusto.




1. Inumidire le setole e applicare 1 cm di dentifricio sulle setole.


Consigli: Per evitare che il dentifricio cada e schizzi, mettere in bocca la testina con il dentifricio prima di accendere lo spazzolino.




2. Posizionare le setole verso il lato esterno del dente a 45°, come mostrato nell'immagine, in modo che le setole possano coprire il dente e il solco gengivale.




3. Premere brevemente il pulsante di accensione dello spazzolino, selezionare la modalità appropriata e spostare delicatamente le setole dal lato interno a quello esterno dei denti.



4. Pulire ogni lato del dente secondo le 4 aree mostrate nell'immagine.



5. Dopo l'uso, sciacquare la bocca e lo spazzolino con acqua pulita.



ASSISTENZA

1. La garanzia di 1 anno decorre dal giorno dell'acquisto e copre i difetti causati da fattori non umani.
2. Entro il periodo di garanzia, sostituiamo le parti o l'intero prodotto in caso di difetti derivanti dai materiali o dal malfunzionamento del prodotto.
3. I seguenti eventi non sono coperti dalla garanzia: difetti della testina; danni causati da un uso improprio, come ad esempio l'uso improprio dell'alimentatore, l'inserimento in una presa non corretta, danni artificiali, ecc; danni dovuti all'utilizzo del prodotto per altri scopi o all'uso di componenti non forniti da noi; invecchiamento e usura causati dal normale utilizzo. Per qualsiasi domanda, contattateci in qualsiasi momento.

PROTEZIONE DELL'AMBIENTE



Il prodotto è dotato di una batteria al litio ricaricabile incorporata. Quando si smaltisce lo spazzolino, non mescolarlo con i rifiuti domestici generici. Deve essere inviato al centro di riciclaggio delle batterie per essere smaltito in conformità con le norme locali di gestione dello smaltimento.

Il simbolo sul prodotto o sulla confezione indica che questo prodotto non può essere trattato come rifiuto domestico. Deve invece essere consegnato al centro di raccolta per il riciclaggio delle

apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Assicurandovi che questo prodotto venga smaltito correttamente, contribuirete a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute umana, che potrebbero altrimenti essere causate da una gestione inappropriata dei rifiuti di questo prodotto. Per informazioni più dettagliate sul riciclaggio di questo prodotto, contattare l'ufficio comunale o il servizio di smaltimento dei rifiuti domestici.

IMPORTANTI MISURE DI SICUREZZA

Quando si utilizzano prodotti elettrici, soprattutto in presenza di bambini, è necessario seguire sempre le precauzioni di sicurezza di base, tra cui le seguenti:

LEGGERE TUTTE LE ISTRUZIONI PRIMA DI UTILIZZARE (QUESTO APPARECCHIO)

1. Per il primo utilizzo, si raccomanda di avviare lo spazzolino nella posizione "Sensibile". Se si avvertono disturbi gengivali o gengive sanguinanti, interrompere l'uso del prodotto e consultare il proprio dentista.
2. Per il primo utilizzo, non mettere lo spazzolino in bocca prima di aver verificato il livello della batteria. Accendere lo spazzolino per verificare che il prodotto sia completamente carico. Se lo spazzolino ha la batteria scarica o non è affatto alimentato, è necessario caricarlo completamente prima dell'uso.
3. Non utilizzare, conservare o caricare lo spazzolino in prossimità di un'area infuocata o di un'atmosfera ad alta temperatura.
4. Non collocare il prodotto in un ambiente umido o in un liquido per lungo tempo

per evitare malfunzionamenti.

5. Non smontare, riparare o alterare il prodotto e non installare altri accessori o fonti di alimentazione senza autorizzazione e guida.
6. Evitare che il prodotto cada o subisca forti urti.
7. Questo prodotto è destinato esclusivamente alla pulizia orale, non utilizzarlo per altri scopi.
8. Per motivi di sicurezza, non utilizzare il prodotto mentre è in carica.
9. Assicurarsi di caricare il prodotto con un adattatore DC5V1A.
10. Assicurarsi che la porta di ricarica o l'adattatore di alimentazione siano sufficientemente asciutti prima di caricare lo spazzolino o di collegarlo alla fonte di alimentazione.
11. Controllare periodicamente se il cavo di alimentazione è danneggiato. Se il cavo è danneggiato o lo spazzolino non funziona, smettere di usarlo.
12. In caso di contatto con la pelle o di danni dovuti alla perdita della batteria, interrompere immediatamente l'uso del prodotto.
13. Non mettere il prodotto in bocca e non lavarsi i denti da sdraiati. Questo può facilmente portare all'ingestione accidentale di parti.
14. I bambini non devono giocare o smontare il prodotto. Non collocare il prodotto in luoghi accessibili a bambini o neonati.
15. Nella confezione del prodotto sono incluse piccole parti come il "cappuccio di protezione della testina". Si prega di tenerlo lontano dalla portata dei bambini per evitare che ingeriscano queste parti.
16. Le persone affette da gravi malattie parodontali o che hanno subito interventi di chirurgia orale devono consultare un medico prima dell'uso.
17. Gli utenti che hanno problemi con pacemaker o altri dispositivi impiantati devono consultare un medico prima di utilizzare questo prodotto.
18. Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini a partire dagli 8 anni di età e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con mancanza di esperienza e conoscenza, a condizione che abbiano ricevuto supervisione o istruzioni sull'uso dell'apparecchio in modo sicuro e che comprendano i rischi connessi.
19. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione da parte dell'utente non devono essere effettuate da bambini senza supervisione.
20. Questo apparecchio contiene batterie non sostituibili. Quando la batteria è a fine vita, l'apparecchio deve essere smaltito correttamente.
21. L'apparecchio deve essere alimentato solo a bassissima tensione di sicurezza corrispondente alla marcatura sull'apparecchio.
22. È necessario utilizzare un alimentatore con una potenza di uscita non superiore a 15W in condizioni di lavoro normali e anormali.
23. Non esporre l'apparecchio o la batteria a temperature eccessive.
24. Prestare attenzione al rischio di cortocircuito dei terminali dell'apparecchio o della batteria con oggetti metallici.

PERICOLO - Per ridurre il rischio di elettrocuzione

1. Caricare sempre il prodotto in un luogo sicuro e lontano dall'acqua.
2. Non raggiungere il prodotto caduto in acqua durante la carica. Scollegare immediatamente la spina.
3. Non caricare mai con un cavo di alimentazione o una spina danneggiati.
4. Assicurarsi che la porta di ricarica sia sufficientemente asciutta prima di collegarla all'alimentazione.

AVVERTENZA - Per ridurre il rischio di ustioni, elettrocuzione,

Incendio o lesioni alle persone.

1. Il prodotto non deve mai essere lasciato incustodito quando è collegato alla rete elettrica.
2. È necessaria una stretta sorveglianza quando il prodotto viene utilizzato da, su o vicino a bambini o invalidi.
3. Utilizzare il prodotto solo per l'uso previsto, come descritto nel presente manuale. Non utilizzare accessori non raccomandati dal produttore.
4. Non utilizzare mai questo prodotto se il cavo o la spina sono danneggiati, se non funziona correttamente, se è caduto o è stato danneggiato o se è caduto in acqua. Restituire il prodotto a un centro di assistenza per l'esame e la riparazione.
5. Tenere il cavo lontano da superfici riscaldate.
6. Non utilizzare mai il prodotto durante il sonno o la sonnolenza.
7. Non far mai cadere o inserire oggetti in aperture o tubi.

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI

Consiglio: Il prodotto, gli accessori, l'interfaccia utente e le altre illustrazioni sono schemi di riferimento. È possibile che vi sia una leggera differenza tra il prodotto e il diagramma schematico a causa dell'aggiornamento o dell'aggiornamento del prodotto. Si prega di considerare l'oggetto reale come standard.

1. Описание конструкции устройства



2. Спецификация

Название устройства	Роторная электрическая зубная щетка Daily R2
Модель	R2
Номинальная мощность	2W
Режимы	5 режимов (Чистка, Чувствительный, Отбеливание, Уход за деснами, Язык)
Рейтинг водонепроницаемости	IPX7
Тип зарядки	USB

Входное напряжение	5 В=1 А
Размеры устройства	37*29,6*247,5 мм
Вес нетто	146г
Условия хранения	Комнатная температура, сухое, проветриваемое помещение

3. Особенности

5 режимов

Очистка: Стандартный режим очистки, позволяющий эффективно удалять зубной налет. Подходит для пользователей с нормальным состоянием полости рта для поддержания здоровой гигиены полости рта.

Чувствительный: Режим Sensitive защищает десны пользователя. Мягко и тщательно

очищает чувствительные участки полости рта.

Отбеливание: Режим отбеливания и полировки, эффективно удаляющий пятна на зубах и делающий их гладкими и белыми.

Уход за деснами: Для достижения оптимального результата очистки в режиме ухода за деснами осуществляется массаж десен за счет вращения зубной щетки с частотным преобразованием. Это позволяет стимулировать кровообращение, что положительно сказывается на состоянии десен.

Язык: Эффективно удаляет бактерии на поверхности языка и улучшает общее состояние полости рта.

Интеллектуальный индикатор давления

При чрезмерном давлении на зубы срабатывает индикатор давления. Он загорается, напоминая о необходимости снизить давление на зубы и предотвратить повреждение десен.

Постепенное нарастание вибрации

Чтобы предотвратить разбрызгивание зубной пасты, частота вращения постепенно увеличивается при активации каждого режима.

Функция запоминания режимов

При запуске по умолчанию сохраняется тот режим, который был установлен на момент последнего отключения питания зубной щетки.

Интеллектуальный таймер чистки зубов

Режимы 'Clean', 'Sensitive', 'White' и 'Gum Care' оснащены 2-минутным интеллектуальным таймером с 30-секундными паузами для напоминания о необходимости смены зоны чистки. Режим "Язык" работает в течение 20 секунд, что обеспечивает достаточное время для очистки языка и удаления белого налета с него.

Функция напоминания о низком уровне заряда аккумулятора

При низком уровне заряда аккумулятора и включении зубной щетки индикатор заряда становится красным или зубная щетка не включается в обычном режиме, что является индикатором низкого уровня заряда аккумулятора и напоминанием о необходимости зарядить зубную щетку.

Защита от повышенного напряжения

При слишком высоком входном напряжении зубная щетка переходит в состояние самозащиты, и процесс зарядки автоматически прекращается.

Время работы

Время работы зубных щеток на одной зарядке обычно составляет более 30 дней при полной зарядке (в режиме "Sensitive" в течение 2 минут дважды в день).

Время зарядки

При зарядке от USB зубная щетка полностью заряжается за 3 часа.

Индикатор зарядки

В процессе зарядки мигает индикатор зарядки. Когда зубная щетка полностью зарядится, индикатор зарядки будет мигать белым цветом, а затем погаснет.

Водонепроницаемость

Водонепроницаемая конструкция, уровень водонепроницаемости IPX7.

4. Рекомендации по чистке зубов

Инструкции по зарядке

Индикаторы	Описания
Индикатор мигает красным.	Аккумулятор разряжен, пожалуйста, зарядите зубную щетку.
Индикатор медленно мигает.	Зубная щетка находится в процессе зарядки.
Индикатор мигает белым цветом, а затем выключается	Уровень заряда батареи зубной щетки достаточен.


Примечание: Выходное напряжение не может превышать 5,5 В, в противном случае устройство перегорит, что повлечет за собой необратимое прекращение его работы.

Установка или снятие насадок для зубных щеток

Советы: При использовании зубной щетки выбирайте подходящую насадку и заменяйте ее на новую каждые 3 месяца для оптимального ухода за полостью рта.


Установка насадки: Совместите нижнюю часть головки щетки с валом, слегка вдавите ее, пока головка не зафиксируется в ручке.

Снятие насадки: Возьмитесь за ручку зубной щетки и вытяните головку щетки вдоль вала.




1. Смочите щетинки и нанесите на них 1 см зубной пасты.


Советы: Чтобы предотвратить падение и разбрызгивание зубной пасты, перед включением зубной щетки поместите насадку с зубной пастой в рот.




2. Расположите щетинки к внешней стороне зуба под углом 45°, как показано на рисунке, чтобы щетинки охватывали зуб и десневую бороздку.




3. Кратковременно нажмите кнопку питания зубной щетки, выберите соответствующий режим и аккуратно проведите щетинками от внутренней к внешней стороне зубов.



4. Очистите каждую сторону зуба в соответствии с 4 зонами, показанными на рисунке.



5. После использования прополощите рот и зубную щетку чистой водой.



СЕРВИСНАЯ ПОДДЕРЖКА

1. Гарантия сроком на 2 года начинается со дня покупки и распространяется на дефекты, вызванные внешними воздействиями.
2. В течение гарантийного срока мы заменим детали или все устройство в целом в случае обнаружения дефекта, связанного с материалами или неисправностью устройства.
3. Гарантия не распространяется на следующие случаи: дефекты головки щетки; повреждения, вызванные неправильным использованием, например, неправильным использованием блока питания, включением в неподходящую розетку, искусственным повреждением и т.д.; повреждения, вызванные использованием устройства не по назначению или использованием не поставляемых нами компонентов; старение и износ, вызванные нормальной эксплуатацией. Если у вас возникли вопросы, пожалуйста, свяжитесь с нами в любое время.

ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

В устройстве встроена перезаряжаемая литиевая батарея. При утилизации зубной щетки не выбрасывайте ее с бытовыми отходами. Ее следует отправить на утилизацию в центр переработки аккумуляторов в соответствии с местными правилами утилизации. Символ на устройстве или на его упаковке указывает на то, что данное устройство не подлежит утилизации как бытовой мусор. Вместо этого его следует сдать в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования.



Обеспечив правильную утилизацию данного устройства, вы помогаете предотвратить возможные негативные последствия для окружающей среды и здоровья людей, которые могут возникнуть в результате неправильного обращения с ним. Более подробную информацию об утилизации данного устройства можно получить в местном муниципалитете или в службе утилизации бытовых отходов.

ВАЖНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

При использовании электрических устройств, особенно в присутствии детей, необходимо всегда соблюдать основные меры предосторожности, в том числе следующие:
ПРОЧИТАЙТЕ ВСЕ ИНСТРУКЦИИ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ (ДАННОГО ПРИБОРА)

1. При первом использовании рекомендуется включать зубную щетку в положении "Чувствительный". При возникновении дискомфорта или кровоточивости десен прекратите использование устройства и обратитесь к стоматологу.
2. При первом использовании не кладите зубную щетку в рот до проверки уровня заряда батареи. Включите зубную щетку, чтобы убедиться, что устройство полностью заряжено. Если у зубной щетки разряжен аккумулятор или он вообще не работает, пожалуйста, полностью зарядите его перед использованием.
3. Не используйте, не храните и не заряжайте зубную щетку вблизи очагов возгорания или в атмосфере с высокой температурой.
4. Во избежание неисправности устройства не помещайте его во влажную среду или в жидкость на длительное время.
5. Не разбирайте, не ремонтируйте и не изменяйте устройство, не устанавливайте другие аксессуары или источники питания без разрешения и руководства.
6. Предохраняйте устройство от падений и сильных ударов.
7. Данное устройство предназначено только для чистки полости рта, не используйте его для других целей.
8. В целях безопасности не используйте устройство во время зарядки.

- Убедитесь, что устройство заряжается с помощью адаптера DC 5 В, 1 А.
- Перед зарядкой зубной щетки или подключением ее к источнику питания убедитесь, что порт для зарядки или адаптер питания достаточно сухие.
- Периодически проверяйте, не поврежден ли кабель питания. Если кабель поврежден или зубная щетка не работает, прекратите ее использование.
- В случае контакта с кожей электролита или повреждения аккумулятора немедленно прекратите использование устройства.
- Не кладите устройство в рот и не чистите зубы в положении лежа. Это может привести к случайному проглатыванию деталей.
- Дети не должны играть или разбирать данное устройство. Не размещайте устройство в местах, где дети или младенцы могут его достать.
- Мелкие детали, такие как "защитный колпачок для насадок щетки", входят в комплект поставки устройства. Пожалуйста, держите их подальше от детей, чтобы они не проглотили эти детали.
- Людям, страдающим тяжелыми заболеваниями пародонта или перенесшим операцию на полости рта, перед использованием прибора следует проконсультироваться с врачом.
- Пользователям, имеющим кардиостимуляторы или другие имплантированные устройства, перед использованием данного устройства следует проконсультироваться с врачом.
- Данным устройством могут пользоваться дети в возрасте от 8 лет и старше, а также лица с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостаточным опытом и знаниями, если они находятся под надзором или получили инструктаж по безопасному использованию устройства и понимают связанные с этим опасности.
- Дети не должны играть с устройством. Чистка и обслуживание устройства не должны производиться детьми без присмотра.
- Данное устройство содержит батареи, которые не подлежат замене. По истечении срока службы батареи прибор должен быть надлежащим образом утилизирован.
- Питание устройства должно осуществляться только при безопасном низком напряжении, соответствующем маркировке.
- Должен использоваться источник питания с выходной мощностью не более 15 Вт в стандартных и нестандартных условиях работы.
- Не подвергайте устройство и батарею воздействию повышенных температур.
- Помните об опасности короткого замыкания клемм прибора или аккумулятора металлическими предметами.

ОПАСНО - Для снижения риска поражения электрическим током

- Всегда заряжайте устройство в безопасном месте, вдали от воды.
- Не доставайте устройство, упавшее в воду во время зарядки. Немедленно выньте вилку из розетки.
- Никогда не заряжайте устройство с поврежденным шнуром питания или вилкой.
- Перед подключением зарядного порта к источнику питания убедитесь, что он достаточно сухой.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ - Для снижения риска получения ожогов, поражения электрическим током, пожара или травмирования людей.

- Никогда не оставляйте устройство без присмотра, если оно подключено к сети.
- При использовании устройства детьми или инвалидами, а также вблизи них необходим тщательный контроль.
- Используйте устройство только по назначению, как описано в данном руководстве. Не используйте насадки, не рекомендованные производителем.
- Никогда не используйте устройство с поврежденным шнуром или вилкой, если оно не работает должным образом, если его уронили или повредили, или если оно упало в воду. Верните устройство в сервисный центр для проверки и ремонта.

- Держите шнур вдали от нагретых поверхностей.
- Не используйте прибор во время сна или в состоянии сонливости.
- Не роняйте и не вставляйте никакие предметы в отверстия или трубки.

СОХРАНИТЕ ЭТИ ИНСТРУКЦИИ

Совет: Устройство, аксессуары, пользовательский интерфейс и другие иллюстрации являются схематическими изображениями, приведенными здесь только для справки. В связи с обновлением или модернизацией устройства возможны незначительные различия между устройством и схемой. Пожалуйста, обращайтесь к реальному устройству.

Импортер: ООО "АВАЛОН". Адрес импортера: 196128, С-Петербург, Новоизмайловский проспект дом 10, Лит А, пом 216. 8 800 511-31-83.

По вопросам сервиса обращаться: warranty@avalonica.ru.

Срок гарантии 2 год. Срок службы: 3 года.

e-mail: offer@avalonica.ru

Условия хранения: хранить в недоступном для детей месте, при умеренной влажности, беречь от прямых солнечных лучей.

Товар соответствует требованиям ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств", ТР ЕАЭС 037/2016 "Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники". Правила использования и техника безопасности указаны в инструкции по эксплуатации.

